






PHILIPS

Lumea Precision Plus
Sistema de eliminación
de vello IPL

Guía de
uso rápido







Descripción general

- 1 Ventanilla de salida de luz con filtro UV integrado
- 2 Accesorios
 - 2a - Accesorio facial: con filtro de luz adicional, para uso en la cara debajo del pómulos y en otras zonas sensibles
 - 2b - Accesorio para el cuerpo: adecuado para cualquier zona del cuerpo por debajo del cuello
 - 2c - Accesorio para la zona del bikini: con filtro especial para tratar la zona del bikini (solo modelo SC2008)
- 3 Marco metálico del interior del accesorio
- 4 Sistema de seguridad (anillo de seguridad con puntos de contacto)
- 5 Botón de emisión de pulsos de luz
- 6 Pilotos de intensidad (1- 5)
- 7 ▲ Botón de aumento de intensidad
- 8 ▼ Botón de disminución de intensidad
- 9 Luz de carga e indicación de batería baja
- 10 Botón de encendido/apagado
- 11 Piloto de "listo para emisión de pulso"
- 12 Toma del aparato
- 13 Rejillas de ventilación

Introducción



Enhorabuena por la adquisición de este producto, y bienvenido a Philips

- La eliminación del vello basada en la emisión de pulsos de luz es uno de los métodos más efectivos para tratar el vello corporal no deseado con los resultados más duraderos. Ahora puede usar cómodamente en casa y siempre que lo desee la innovadora tecnología de prevención del crecimiento del vello basada en luz.

Philips Lumea Precision Plus permite el tratamiento del vello no deseado en el cuerpo entero, incluyendo la cara (labio superior, barbilla y patillas), utilizando los accesorios especiales.

- El sistema de depilación Philips Lumea Precision Plus aplica sutiles pulsaciones de luz sobre el vello y la raíz del vello debajo de la piel. Como resultado, se inhibe su crecimiento y desaparece de forma natural.

Para obtener más información sobre el sistema de eliminación del vello IPL Philips Lumea Precision Plus y ver vídeos sobre cómo utilizar Lumea, consulte www.philips.com/Lumea. También puede registrar el producto en www.philips.com/welcome.

Antes de utilizar el aparato

1 Precauciones

Este aparato no es adecuado para todo el mundo. Esta guía de configuración rápida no sustituye el manual del usuario. Antes de utilizar el sistema Philips Lumea Precision Plus por primera vez, **lea detenidamente el manual del usuario para asegurarse de que es adecuado y seguro para usted.**

Antes de utilizar el sistema Philips Lumea Precision Plus, realice una prueba de piel: elija una zona sin vello cercana a la zona que se va a tratar. Aplique un pulso de luz (consulte los pasos 3-7 del capítulo "Uso") a la intensidad más baja recomendada para su color de piel. Aumente la intensidad en un nivel dentro del rango recomendado para su tipo de piel. Después de la prueba de piel, espere 24 horas y compruebe las reacciones de la misma. Si percibe alguna reacción en la piel, de ahora en adelante elija la intensidad más alta que no provoque reacciones cutáneas.










Nota: Todos los tipos de bronceado pueden influir en la seguridad del tratamiento. Antes de utilizar el aparato espere a que pasen al menos 48 horas tras haber tomado el sol. No utilice Philips Lumea Precision Plus en zonas del cuerpo quemadas por el sol. Consulte la sección "Consejos de bronceado" del manual del usuario para obtener más información.

2 Tabla de intensidades de luz recomendadas

Consulte la tabla de la página siguiente para determinar qué intensidad de luz es la más apropiada para el color de su vello y piel, y para comprobar si este método es adecuado para usted. El método es más eficaz a intensidades de luz más altas, pero debe reducir la intensidad si experimenta algún tipo de dolor o molestia. Puede notar un efecto de más o menos calor en la piel por el pulso de luz aplicado, pero nunca deberá ser doloroso.


3 Consulte la sección “Contraindicaciones” en el manual del usuario. Algunas medicaciones y enfermedades pueden provocar reacciones adversas al utilizar el aparato.

Intensidades de luz recomendadas (1-5)


Tono de piel \ Color del vello	Blanca	Beige	Morena clara	Morena media	Morena oscura	Morena casi negra
 Blanco/gris	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
 Pelirrojo	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
 Rubio claro	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
 Rubio oscuro	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	⊗
 Castaño	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	⊗
 Castaño oscuro	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	⊗
 Negro	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	⊗

En la tabla que aparece con anterioridad, ⊗ significa que el aparato no es adecuado para usted.

Preparación para su uso




- 1 Cargue el aparato.



- 2 Afeite las zonas que va a tratar.

Utilización

- 1 Compruebe si hay vello, suciedad o fibras en los accesorios y en la ventanilla de salida de luz. Si hay suciedad, límpiela con el paño incluido.



- 2 Cómo escoger el accesorio correcto

- Accesorio para el cuerpo

El accesorio para el cuerpo puede usarse para tratar el vello corporal no deseado en todas las zonas del cuerpo por debajo del cuello, especialmente las piernas (para conocer las excepciones, consulte la sección "Contraindicaciones" del capítulo "Importante" del manual del usuario). El accesorio para el cuerpo permite un tratamiento rápido. No lo utilice en la cara.




- Accesorio facial

El accesorio facial incluye un filtro de luz integrado adicional y puede utilizarse para tratar el vello facial no deseado en el labio superior; la barbilla y las patillas. También puede utilizarse en otras zonas sensibles del cuerpo, como en las axilas y las zonas de difícil acceso.



- **Accesorio para la zona del bikini (solo modelo SC2008)**


El accesorio para la zona del bikini tiene un filtro especial para tratar la zona del bikini. El accesorio se ha optimizado para reducir el vello de forma eficaz en la zona del bikini. Se ha diseñado para eliminar los vellos más gruesos de esta zona. También puede utilizar el accesorio para la zona del bikini en las axilas. No utilice el accesorio para la zona del bikini en la cara.



- 3 Pulse el botón de encendido/apagado para encender el aparato.



- 4 Pulse el botón de aumento/disminución de la intensidad hacia arriba o hacia abajo para cambiar la intensidad (de 1 a 5).



- 5 Coloque el aparato en un ángulo de 90° sobre la piel, de forma que el accesorio y el anillo de seguridad estén en contacto con la piel.



- 6 Presione el anillo de seguridad ligeramente para que entre en contacto con la piel. Cuando todos los puntos de contacto del aparato están en contacto con la piel, el piloto de "listo para emisión de pulso" de la parte posterior del aparato se ilumina en verde.



7 Pulse el botón de emisión de pulsos de luz para generar un pulso. Ahora tiene dos opciones para emitir el próximo pulso:

A Mantenga pulsado el botón de emisión de pulsos. El aparato emite un pulso tras otro siempre que el anillo de seguridad esté completamente en contacto con la piel. Inmediatamente después de que el aparato emita el pulso, deslícelo a la siguiente zona. Asegúrese de que el anillo de seguridad está completamente presionado sobre la piel.


Este "modo de deslizamiento y pulso" es especialmente cómodo para tratar zonas más grandes como las piernas.

B Suelte el botón de emisión de pulsos después de cada pulso. Para el siguiente pulso, coloque el aparato en la zona que hay justo al lado de la zona en la que ha aplicado el pulso anterior. Asegúrese de que el anillo de seguridad está completamente presionado sobre la piel.

Este "modo de paso y pulso" garantiza un tratamiento preciso del labio superior, las rodillas y los tobillos, por ejemplo.

Nota: Después de unos segundos, el aparato está listo para emitir otro pulso, así que asegúrese de moverlo a la siguiente zona después de que haya emitido el pulso.


No trate exactamente la misma zona varias veces durante una sesión, ya que no mejorará la efectividad del tratamiento y aumentará el riesgo de reacciones cutáneas.



8 Para que no quede ninguna zona sin tratar, asegúrese siempre de abarcar parte de la zona anteriormente tratada cuando vuelva a colocar el aparato en la piel.


9 Apague el aparato cuando termine el tratamiento.

10 Si el accesorio y/o la ventanilla de salida de la luz contienen suciedad, límpiela antes de guardar el aparato en el estuche. Si es necesario, humedezca el paño suministrado con agua o alcohol con un porcentaje elevado para limpiar las piezas. Para obtener más información, consulte el capítulo "Limpieza y mantenimiento" del manual del usuario.



Consejo: Lápiz de ojos blancos

Para ayudarle a recordar la parte del cuerpo en la que ya ha tratado la piel, puede marcar las secciones de la pierna con un lápiz de ojos blanco.



- 1 Dibuje una línea en la pierna con un lápiz de ojos blancos. Comience en cualquier punto de la pierna y dibuje una línea recta.
- 2 Dibuje líneas adicionales a una distancia de 3 cm de la primera línea si utiliza el aparato horizontalmente o a una distancia de 1 cm si lo hace verticalmente.

Realice el tratamiento sección por sección. Si necesita descansar durante una sesión, solo tiene que marcar la última zona tratada con el mismo lápiz de ojos y reanudar el tratamiento más tarde.

Nota: Utilice solo lápiz de ojos blanco. Los colores que absorben la luz pueden provocar irritación en la piel.



Después del tratamiento

Espere al menos 24 horas o hasta que todas las rojeces hayan desaparecido antes de exponer las zonas tratadas al sol. Cubra las zonas tratadas si le va a dar el sol o utilice una protección solar (SPF 30+) durante las dos semanas posteriores al tratamiento.

Cómo lograr resultados óptimos

- Para eliminar todo el vello con éxito y evitar que el folículo se vuelva a activar, utilice el sistema Lumea Precision Plus cada dos semanas durante los primeros 4 o 5 tratamientos (el hecho de realizar los tratamientos con más frecuencia, no implica que los resultados sean más rápidos ni mejores).
- Entre cada tratamiento, el vello se cae de forma natural y se inhibe su crecimiento. Para entonces su piel ya debe estar suave. Para garantizar que su piel se mantenga suave, simplemente repita el tratamiento cuando sea necesario. El tiempo entre cada tratamiento puede variar según su pauta de crecimiento del vello personal y dependiendo de la zona del cuerpo. Para mantener los mejores resultados, le recomendamos que repita el tratamiento cada 4-8 semanas.
- Para que el tratamiento sea eficaz, afeite la zona a tratar antes de usar el aparato cuando el vello empiece a crecer, lo que normalmente sucede durante los primeros tratamientos.

Duración media del tratamiento y accesorio recomendado según la zona del cuerpo:

Zona	Duración aprox. del tratamiento	Accesorio recomendado SC2006
Labio superior/barbilla/patillas	1 minuto	Accesorio facial
Axilas	1 minuto	Accesorio para el cuerpo/accesorio facial
Ingles	1 minuto	Accesorio para el cuerpo/accesorio facial
Ingles completas	4 minutos	Accesorio para el cuerpo/accesorio facial
Media pierna	8 minutos	Accesorio para el cuerpo
Pierna completa	14 minutos	Accesorio para el cuerpo

Zona	Duración aprox. del tratamiento	Accesorio recomendado SC2008
Labio superior/barbilla/patillas	1 minuto	Accesorio facial
Axilas	1 minuto	Accesorio para el cuerpo/accesorio para la zona del bikini
Ingles	1 minuto	Accesorio para la zona del bikini
Ingles completas	4 minutos	Accesorio para la zona del bikini
Media pierna	8 minutos	Accesorio para el cuerpo
Pierna completa	14 minutos	Accesorio para el cuerpo

Controle sus pasos hacia una piel suave a diario

Tratamiento número	Fecha	Zona del cuerpo tratada	Próxima fecha de tratamiento	Ajuste utilizado	Nota:

Tratamiento número	Fecha	Zona del cuerpo tratada	Próxima fecha de tratamiento	Ajuste utilizado	Nota:



